

Shop / Adresse:	
Berater:	
Mail Berater:	
Fon:	
Kommission:	
Kontakt Kommission:	
Kostenträger:	
Angebot vom:	
Bestellt am:	

<b>Welcher Stuhl soll getunt werden?</b>	
Marke:	
Modell:	

Rahmenrohrdurchmesser (wenn rund)	
Rahmeneinzug (V-Rahmen) Abweichung von der Senkrechten in der Vorderansicht in°	
Rahmenrohrquerschnitt (nicht rund)	
Rahmenrohrquerschnitt oval	
Rahmenrohrquerschnitt andere	

<b>Grundmodell: Verwendbar für die meisten am Markt erhältlichen Rollis</b>	<b>799,-€ netto plus Extras</b>
---	---------------------------------

**Abnehmbare Lenk- und Schiebehilfe für fast alle manuellen Rollstühle.  
Falt- und Starrrahmen, Befestigung über Rahmen oder Fußbrett**  
auch geeignet für Rollis mit Zusatzantrieben wie Alber E-Fix, E-Motion, Twion, Permobil SmartDrive etc.

<b>Wichtige Hinweise</b>
<p><b>Zum Erstellen eines belastbaren Angebots benötigen wir Bilder vom vorderen Bereich des Rollstuhls. Wir entscheiden Anhand der Bilder, welche Adapter für den Stuhl geeignet sind. Folgende Bilder werden benötigt:</b></p> <p><b>1. Eine klare Vorderansicht des Rollstuhls um den Verlauf der Rahmenrohre und ggf. Anbauten zu erkennen, Kamera etwa 20cm oberhalb und parallel zum Boden, gut beleuchtet, gute Auflösung</b></p> <p><b>2. Eine klare Seitenansicht des Rollstuhls um den Verlauf der Rahmenrohre und ggf. Anbauten zu erkennen, Kamera etwa 20cm oberhalb und parallel zum Boden, gut beleuchtet, gute Auflösung</b></p> <p>Im Grundmodell sind alle nötigen Komponenten enthalten, um das SmartWheel an fast alle manuellen Rollstühle montieren zu können. Extras, Sonderadapter und Sonderanfertigungen werden gesondert berechnet. Sonderadapter für V-Rahmen, ovale Rohre oder vom Standard Abweichende Rahmengenometrien sind nicht im Grundmodell enthalten.</p> <p><b>Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versand berechnet.</b></p>

<b>Notizen</b>

### EXTRAS

Art.Nr.	Artikel Auswahl/Ausführung	Preis
	Rahmenadapter in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand	
	Radadapter in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand	
	Rahmenadapter für V-Rahmen (Rahmen mit Einzug), schwarz, inkl. Klemmblöcken	99,95 €
	Inlays für Ovale Rahmenrohre (für Sopur Helium o.ä)	99,95 €
	Doppelte Gabelbrücke als Aufnahme für Talker, Fotostativ, Therapietisch etc. (Konflikt mit Gepäckträger möglich)	119,95 €
	Schutzblech	49,90 €
	Spurarretierung: Feststellbarer Geradeauslauf über Sperrbolzen (nicht in Kombination mit einem Gepäckträger)	99,90 €
	Spurstabilisierung: stufenlos einstellbar	119,90 €
	Schwerlastrad: Rollwiderstand optimiert für große Traglasten, extrastabil, inkl. Schwerlastgabel	99,95 €
	Gepäckträger für Einkäufe etc. Standardgröße (etwa B = 41cm x L = 40cm), geschraubt	249,95 €
	Gepäckträger für das Smartwheel für Einkäufe etc. Standardgröße (etwa B = 41cm x L = 40cm), gesteckt	299,95 €
	Gepäckträger in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand	
	Adapter für Babyschale MaxiCosi zur Befestigung auf dem Gepäckträger	229,00 €
	Verwandelt Rolli in Fahrradanhänger: Deichsel inkl. Kupplung zum Sattelrohr. Verbindet Fahrrad und SmartWheel. Maximale Belastbarkeit 80kg. Wir empfehlen die Verwendung einer Radstandverlängerung zur Erhöhung der Kippsicherheit	649,00 €
	Radstandverlängerung (nur für molab Rollis) bei Nutzung der Deichsel zur Erhöhung der Kippstabilität	549,00 €
	Radstandverlängerung zur Nutzung mit Rollis anderer Hersteller, Preis nach Aufwand	

### StrapOnWheelz - die perfekte Ergänzung für weiche Untergründe

Art.Nr.	Artikel Auswahl/Ausführung	Preis
	20" = 58,5cm/23,03 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 18-20" Antriebsräder	649,00 €
	24" = 68,0cm/26,80 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 22-24" Antriebsräder	649,00 €
	26" = 75,0cm/29,50 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 26" Antriebsräder	649,00 €
	Antriebsräder Wechselsatz (zum schnelleren wechseln der StrapOnWheelz)	450,00 €
	Antriebsräder Wechselsatz für Scheibenbremse (zum schnelleren wechseln der StrapOnWheelz)	550,00 €

### Raddesigns

Art.Nr.	Artikel Auswahl/Ausführung	Preis
	Felge in offener Ausführung, Aluminium, schwarz Struktur	
	Felge in offener Ausführung, Carbon	299,95 €
	Felge in geschlossener Ausführung, Aluminium, schwarz Struktur	29,90 €
	Felge in geschlossener Ausführung, Carbon	299,95 €

### EXTRAS

Art.Nr.	Artikel Auswahl/Ausführung	Preis
	Radadapter 2.1 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück	129,95 €
	Radadapter 2.2 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück	129,95 €
	Radadapter 2.3 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück	129,95 €
	Radadapter 2.4 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück	129,95 €
	Radadapter 2.5 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück	129,95 €
	Rahmenadapter 1.1, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben; Preis pro Stück	29,95 €
	Rahmenadapter 1.2, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	89,95 €
	Rahmenadapter 1.3, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	34,95 €
	Rahmenadapter 1.4, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	44,95 €
	Rahmenadapter 1.5, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben und Klemmscheibe, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	44,95 €
	Rahmenadapter 1.6, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben und Klemmscheibe, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	44,95 €
	Rahmenadapter 1.7, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück	34,95 €
	Klemmblock, zweiteilig, 25mm inkl. Schrauben, schwarz eloxiert; Preis pro Stück	39,95 €
	Klemmblock, zweiteilig, 32mm inkl. Schrauben, schwarz eloxiert; Preis pro Stück	39,95 €
	Sicherung für Sperrriegel inkl. Montagezubehör; Preis pro Stück	29,95 €
	Sattelklemmen 32mm, 2 Stk.	9,95 €
	Gabel bestehend aus: Gabelbolzen, Lagerhülse, Lager, schwarz Struktur, vormontiert	99,95 €
	Gabel Schwerlast bestehend aus: Gabelbolzen, Lagerhülse, Lager, schwarz Struktur, vormontiert	149,95 €
	Ausleger Alu bestehend aus: Querrohr, Spannrinnen, Klemmscheiben, Gabelbrücke, Bananen, Sattelklemmen, vormontiert	149,95 €
	Rad Alu bestehend aus: Bereifung, Felge, Innenlagern, Achse, Distanzen, vormontiert	149,95 €
	Rad Schwerlast bestehend aus: Rad, Achse, Distanzen, vormontiert	99,95 €
	Querrohr aus Aluminium, standard, 32mm, schwarz eloxiert, kalibriert, 50cm	39,95 €
	Querrohr aus Aluminium, extra lang, 32mm, schwarz eloxiert, kalibriert, 70cm	49,95 €

### Raddesigns

Art.Nr.	Artikel Auswahl/Ausführung	Preis
	Schlauch 20" Zoll	14,95 €
	Schlauch 24" Zoll	14,95 €
	Schlauch 26" Zoll	14,95 €
	Reifen 20" Zoll	49,95 €
	Reifen 24" Zoll	49,95 €
	Reifen 26" Zoll	49,95 €
	Schnalle inkl. Rastgurt und Schrauben	19,95 €