

| | |
|---------------------|--|
| Shop / Adresse: | |
| Berater: | |
| Mail Berater: | |
| Fon: | |
| Kommission: | |
| Kontakt Kommission: | |
| Kostenträger: | |
| Angebot vom: | |
| Bestellt am: | |

Welcher Stuhl soll getunt werden?

| | |
|---------|--|
| Marke: | |
| Modell: | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rahmenrohrdurchmesser (wenn rund) | |
| Rahmeneinzug (V-Rahmen) Abweichung von der Senkrechten in der Vorderansicht in° | |
| Rahmenrohrquerschnitt (nicht rund) | |
| Rahmenrohrquerschnitt oval | |
| Rahmenrohrquerschnitt andere | |

Grundmodell: Verwendbar für die meisten am Markt erhältlichen Rollis

799,-€ netto plus Extras

Abnehmbare Lenk- und Schiebehilfe für fast alle manuellen Rollstühle. Falt- und Starrrahmen, Befestigung über Rahmen oder Fußbrett

auch geeignet für Rollis mit Zusatzantrieben wie Alber E-Fix, E-Motion, Twion, Permobil SmartDrive etc.

Wichtige Hinweise

Zum Erstellen eines belastbaren Angebots benötigen wir Bilder vom vorderen Bereich des Rollstuhls. Wir entscheiden Anhand der Bilder, welche Adapter für den Stuhl geeignet sind. Folgende Bilder werden benötigt:

1. Eine klare Vorderansicht des Rollstuhls um den Verlauf der Rahmenrohre und ggf. Anbauten zu erkennen, Kamera etwa 20cm oberhalb und parallel zum Boden, gut beleuchtet, gute Auflösung
2. Eine klare Seitenansicht des Rollstuhls um den Verlauf der Rahmenrohre und ggf. Anbauten zu erkennen, Kamera etwa 20cm oberhalb und parallel zum Boden, gut beleuchtet, gute Auflösung

Im Grundmodell sind alle nötigen Komponenten enthalten, um das SmartWheel an fast alle manuellen Rollstühle montieren zu können. Extras, Sonderadapter und Sonderanfertigungen werden gesondert berechnet. Sonderadapter für V-Rahmen, ovale Rohre oder vom Standard Abweichende Rahmengenometrien sind nicht im Grundmodell enthalten.

Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versand berechnet.

Notizen

Ersatzteile

| Art.Nr. | Artikel Auswahl/Ausführung | Preis |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Rahmenadapter in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand | |
| | Radadapter in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand | |
| | Rahmenadapter für V-Rahmen (Rahmen mit Einzug), schwarz, inkl. Klemmblöcken | 99,95 € |
| | Inlays für Ovale Rahmenrohre (für Sopur Helium o.ä.) | 99,95 € |
| | Doppelte Gabelbrücke als Aufnahme für Talker, Fotostativ, Therapietisch etc. (Konflikt mit Gepäckträger möglich) | 119,95 € |
| | Schutzblech | 49,90 € |
| | Spurarretierung: Feststellbarer Geradeauslauf über Sperrbolzen (nicht in Kombination mit einem Gepäckträger) | 99,90 € |
| | Spurstabilisierung: stufenlos einstellbar | 119,90 € |
| | Schwerlastrad: Rollwiderstand optimiert für große Traglasten, extrastabil, inkl. Schwerlastgabel | 99,95 € |
| | Gepäckträger für Einkäufe etc. Standardgröße (etwa B = 41cm x L = 40cm), geschraubt | 249,95 € |
| | Gepäckträger für das Smartwheel für Einkäufe etc. Standardgröße (etwa B = 41cm x L = 40cm), gesteckt | 299,95 € |
| | Gepäckträger in Sonderanfertigung, Preis nach Aufwand | |
| | Adapter für Babyschale MaxiCosi zur Befestigung auf dem Gepäckträger | 229,00 € |
| | Verwandelt Rolli in Fahrradanhänger: Deichsel inkl. Kupplung zum Sattelrohr. Verbindet Fahrrad und SmartWheel. Maximale Belastbarkeit 80kg. Wir empfehlen die Verwendung einer Radstandverlängerung zur Erhöhung der Kippsicherheit | 649,00 € |
| | Radstandverlängerung (nur für molab Rollis) bei Nutzung der Deichsel zur Erhöhung der Kippstabilität | 549,00 € |
| | Radstandverlängerung zur Nutzung mit Rollis anderer Hersteller, Preis nach Aufwand | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

StrapOnWheelz - die perfekte Ergänzung für weiche Untergründe

| Art.Nr. | Artikel Auswahl/Ausführung | Preis |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | 20" = 58,5cm/23,03 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 18-20" Antriebsräder | 649,00 € |
| | 24" = 68,0cm/26,80 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 22-24" Antriebsräder | 649,00 € |
| | 26" = 75,0cm/29,50 inch (aufgepumpt, auf Reifen gemessen) StrapOnWheelz für 26" Antriebsräder | 649,00 € |
| | Antriebsräder Wechselsatz (zum schnelleren wechseln der StrapOnWheelz) | 450,00 € |
| | Antriebsräder Wechselsatz für Scheibenbremse (zum schnelleren wechseln der StrapOnWheelz) | 550,00 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Raddesigns

| Art.Nr. | Artikel Auswahl/Ausführung | Preis |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------|
| | Felge in offener Ausführung, Aluminium, schwarz Struktur | |
| | Felge in offener Ausführung, Carbon | 299,95 € |
| | Felge in geschlossener Ausführung, Aluminium, schwarz Struktur | 29,90 € |
| | Felge in geschlossener Ausführung, Carbon | 299,95 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXTRAS

| Art.Nr. | Artikel Auswahl/Ausführung | Preis |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Radadapter 2.1 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück | 129,95 € |
| | Radadapter 2.2 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück | 129,95 € |
| | Radadapter 2.3 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück | 129,95 € |
| | Radadapter 2.4 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück | 129,95 € |
| | Radadapter 2.5 - Vormontiert inkl. Füllstück, Sicherung, Sperrriegel, Aufnahmezapfen; Preis pro Stück | 129,95 € |
| | Rahmenadapter 1.1, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben; Preis pro Stück | 29,95 € |
| | Rahmenadapter 1.2, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 89,95 € |
| | Rahmenadapter 1.3, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 34,95 € |
| | Rahmenadapter 1.4, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 44,95 € |
| | Rahmenadapter 1.5, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben und Klemmscheibe, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 44,95 € |
| | Rahmenadapter 1.6, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben und Klemmscheibe, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 44,95 € |
| | Rahmenadapter 1.7, schwarz eloxiert, inkl. Schrauben, ohne Klemmblock; Preis pro Stück | 34,95 € |
| | Klemmblock, zweiteilig, 25mm inkl. Schrauben, schwarz eloxiert; Preis pro Stück | 39,95 € |
| | Klemmblock, zweiteilig, 32mm inkl. Schrauben, schwarz eloxiert; Preis pro Stück | 39,95 € |
| | Sicherung für Sperrriegel inkl. Montagezubehör; Preis pro Stück | 29,95 € |
| | Sattelklemmen 32mm, 2 Stk. | 9,95 € |
| | Gabel bestehend aus: Gabelbolzen, Lagerhülse, Lager, schwarz Struktur, vormontiert | 99,95 € |
| | Gabel Schwerlast bestehend aus: Gabelbolzen, Lagerhülse, Lager, schwarz Struktur, vormontiert | 149,95 € |
| | Ausleger Alu bestehend aus: Querrohr, Spannringen, Klemmscheiben, Gabelbrücke, Bananen, Sattelklemmen, vormontiert | 149,95 € |
| | Rad Alu bestehend aus: Bereifung, Felge, Innenlagern, Achse, Distanzen, vormontiert | 149,95 € |
| | Rad Schwerlast bestehend aus: Rad, Achse, Distanzen, vormontiert | 99,95 € |
| | Querrohr aus Aluminium, standard, 32mm, schwarz eloxiert, kalibriert, 50cm | 39,95 € |
| | Querrohr aus Aluminium, extra lang, 32mm, schwarz eloxiert, kalibriert, 70cm | 49,95 € |
| | | |
| | | |
| | | |

Raddesigns

| Art.Nr. | Artikel Auswahl/Ausführung | Preis |
|---------|---------------------------------------|---------|
| | Schlauch 20" Zoll | 14,95 € |
| | Schlauch 24" Zoll | 14,95 € |
| | Schlauch 26" Zoll | 14,95 € |
| | Reifen 20" Zoll | 49,95 € |
| | Reifen 24" Zoll | 49,95 € |
| | Reifen 26" Zoll | 49,95 € |
| | Schnalle inkl. Rastgurt und Schrauben | 19,95 € |
| | | |
| | | |
| | | |