

Wir akzeptieren ausschließlich vollständig und digital ausgefüllte Maßblätter zur Verarbeitung.

Bitte alle Pflichtfelder (*) ausfüllen – fehlende Angaben führen zu Rückfragen und verzögern den Auftrag.

AUFTRAGSDATEN

* Pflichtfeld – ohne diese Angaben kann das Maßblatt nicht bearbeitet werden

Shop / Adresse * Pflichtfeld

Berater*in * Pflichtfeld

Mail Berater*in * Pflichtfeld

Fon * Pflichtfeld

Kommission * Pflichtfeld

Hier bitte den Klarnamen angeben

Vorgangsnummer

optional – Ihre interne Vorgangs-Nr.

Kontakt Kommission * Pflichtfeld

Kostenträger * Pflichtfeld

Angebot vom

Gemessen am

Bestellt am

Maße überprüft / bestätigt am

VERSORGUNG

Kraftknoten (Fahrzeugsitz) * Pflichtfeld

☐ JA

☐ NEIN

Körpergewicht

kg

Körpergröße

cm

Diagnose?

Einschränkungen / Defizite?

FÜR KINDER & JUGENDLICHE

LOGIC

Leichter individueller Spezialrollstuhl

Auf Wunsch crashgetestet bis 50 kg nach ISO 7176-19
ODER maximal gewichtsoptimiert.



EINSATZBEREICH

Der molab LOGIC wird gern von aktiv fahrenden Kindern und Jugendlichen genutzt und ist unser meistverkauftes Modell. Jeder LOGIC wird in Handarbeit komplett individuell für Euch konstruiert und hergestellt und bietet beliebige Sonderbauoptionen. Von ultraleicht bis ultrastabil. Aus Alu, Edelstahl oder Carbon. Komplett modular oder mit geschweißtem Fahrgestell. Beliebig weit mitwachsend.

WIE SOLL DIE VERSORGUNG AUSSEHEN?

Eure Kurzbeschreibung hilft uns bei der Wahl des richtigen Modells / der richtigen Komponenten für die optimale Versorgung.

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

RAHMENMERKMALE

Maßangaben bitte auf den letzten Seiten eintragen

RA-002		Schweißrahmen crashgetestet für Kraftknoten	
RA-003		Modularer Rahmen	
RA-014		Hintenlenker	
RA-016		Schweißrahmen aus Rohren ø 25 mm (bis 20 kg)	
RA-017		Schweißrahmen aus Rohren ø 32 mm	
		Rahmen HD extrastabil	

SITZ

SA-S01		Seitenteile aus Alu	
SA-S02		Seitenteile aus Carbon	
SA-S03		Sitzbrett Alu	
SA-S06		Mehraufwand Material ab SB 40 / ST 38	
SA-S08		Sitzkissen ohne Kontur	
SA-S09		Sitzkissen anatomisch angepasst	
SA-S10		Polster Decklage aus Relaxschaum	
SA-S11		Bezug für Sitzkissen (Stoffauswahl siehe Design)	
SA-S12		Mehraufwand Material ab SB 40 / ST 38	
SA-S13		Knieführung links	
SA-S14		Knieführung rechts	
SA-S15		Polster aus Neopren für Knieführung links	
SA-S16		Polster aus Neopren für Knieführung rechts	

BECKENPOSITIONIERUNG

SA-B01		Zweipunktgurt	
SA-B02		Vierpunktgurt	
SA-B03		PELVI.LOC	
SA-B04		Halter für Abduktionskeil	
SA-B05		Abduktionskeil	
SA-B06		Bezug für Abduktionskeil	

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

RÜCKEN

SA-R01		Rückenschale Alu – gewichtsoptimiert	
SA-R02		Rückenschale Alu – crashgetestet	
SA-R04		Mehraufwand Material ab RH 45 / SB 35	
SA-R05		Vorgezogene Schalenflanken	
SA-R06		Polster für vorgezogene Schalenflanken	
SA-R07		Rückenpolster	
SA-R08		Polster Decklage aus Relaxschaum	
SA-R09		Bezug für Rückenpolster (Stoff siehe Design)	
SA-R10		Mehraufwand Material ab RH 45 / SB 35	
SA-R11		Abnehmbares oberes Rückensegment	
SA-R12		Polster für Rückensegment	
SA-R13		Polster Decklage aus Relaxschaum	
SA-R14		Bezug für Rückensegmentpolster (Stoff siehe Design)	
SA-R19		Rückenwinkelschnellverstellung	
SA-R20		Faltmechanik für Rücken	

RUMPFPOSITIONIERUNG

SA-R21		Träger für Oberkörperbegurtung	
SA-R22		Schmetterlingsweste Neopren	
SA-R23		Schmetterlingsweste Kunstleder	
SA-R24		mit Reißverschluss	
SA-R25		mit Steckschlössern unten und oben	
		Brustgurt	
SA-R26		Pelotte links	
SA-R27		Pelotte rechts	
SA-R28		Pelottenbezug Neopren links	
SA-R29		Pelottenbezug Neopren rechts	
SA-R30		Abklappbar	
SA-R31		Steckbar	
SA-R32		Klappmechanik links (ohne Pelotte)	
SA-R33		Klappmechanik rechts (ohne Pelotte)	
SA-R34		Steckmechanismus links (ohne Pelotte)	
SA-R35		Steckmechanismus rechts (ohne Pelotte)	

ART.-NR. WAHL ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG BEMERKUNG Mehrfachnennung möglich

KOPFSTÜTZEN

SA-K01		Halter für Kopfstütze 15er Vierkant	
SA-K02		Halter für Kopfstütze crashgetestet	
SA-K03		Kopfstütze 15er Vierkant	
		Kopfstütze 15er Vierkant 4 Finger	
SA-K04		Kopfstütze crashgetestet - 2 cm schmaler als SB	
SA-K05		Tiefenverstellung für Kopfstütze	
SA-K06		Winkelverstellung für Kopfstütze	
SA-K07		Polster für Kopfstütze	
SA-K08		Bezug für Kopfstützenpolster (Stoff siehe Design)	

ARMAUFLAGEN

SA-A01		Armauflagen	
SA-A02		Polster für Armauflagen	
SA-A03		Bezug für Armauflagenpolster	
SA-A04		Seitliche Führungen für Armauflagen	
SA-A05		Polster für seitliche Führungen	
SA-A06		Bezug für seitliche Führungen	
SA-A07		Oberarmstützung	
SA-A08		Polster für Oberarmstützung	
SA-A09		Bezug für Oberarmstützung	

FUSS- UND BEINAUFLAGEN

SA-F01		Fußauflage höhen- und winkelverstellbar aus Alu	
SA-F02		Fußauflage höhen- und winkelverstellbar aus Carbon	
SA-F03		Fußauflage klappbar (nur die Auflage)	
SA-F08		Wadenplatte (statt großer Fersenkante)	
SA-F09		Fußauflage ab Knie hochschwenkbar	
SA-F10		Wadenauflage für Fußauflage hochschwenkbar	
SA-F11		Polster für Wadenauflage	
SA-F12		Bezug für Wadenpolster (Stoff siehe Design)	

FUSSPOSITIONIERUNG

Empfehlung: Gekantete Fußauflagen möglichst aus Alu bestellen

SA-F13		Fersenkante	
SA-F14		Seitliche Führungen	
SA-F15		Frontkante nach oben	
SA-F16		Frontkante nach unten	
SA-F17		Fußfixierung über Rastergurte	
SA-F18		Polster für Fußfixierung aus Neopren	
		Pads für Druckverteilung	
SA-F19		Wadenband mit Halter	
SA-F20		Antirutsch-Streifen	
		Ankle Grabber	

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

STECKACHSEN

Maße resultieren aus der zu erwartenden Belastung – wir tragen das für euch ein

RA-S01		Steckachsendurchmesser 12 mm	
RA-S02		Steckachsendurchmesser 12,7 mm	
RA-S04		Schraubachse ø M8 Titan	

STURZ DER ANTRIEBSRÄDER / ACHSAUFNAHMEN

RA-W07		Für PA Doppelgreifreifenantrieb	
RA-W08		Drehmomentaufnahme für Alber E-Fix	
RA-W09		Drehmomentaufnahme für Alber E-Motion	
RA-W10		Bremssattelträger für Scheibenbremse	
RA-W11		Adaption Fremdprodukte	

ANTRIEBSRÄDER

RA-A03		Infinity – extraleicht	
RA-A05		Rehavolution – durchgehender Greifreifensteg	
RA-A06		Nano Antriebsrad (nur 13 Zoll)	
RA-A07		Scheibenbremsräder molab 24 Speichen	
RA-A08		Spinergy	
RA-A09		Spinergy SLX ultrastabil für WCMX	
RA-A10		Mountainwheels für Schwalbe Big Apple	
RA-A11		StrapOnWheelz – für losen Grund, Sand, Schnee	
RA-A12		FatBike-Räder gespeicht (4"-5" Reifenbreite)	
RA-A13		Doppelgreifreifenantrieb PA linksbedient	
RA-A14		Doppelgreifreifenantrieb PA rechtsbedient	
RA-A15		SiouxXX Vyper (nur in 24" und 25")	
		Tauwerk	

ELEKTRISCHE ZUSATZANTRIEBE

RA-E01		Alber E-Motion (nur Adaption)	
RA-E02		Alber E-Fix (nur Adaption)	
RA-E03		SmartDrive (nur Adaption)	
		ENJO Schiebehilfe	
		Alber ViaGo	

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

GREIFREIFEN

RA-G01		Greifreifen anliegend an der Felge	
RA-G02		Greifreifenabstand eng	
RA-G03		Greifreifenabstand weit	
RA-G04		Greifreifen Alu – schwarz	
RA-G05		Greifreifen Alu – pulverbeschichtet in Rahmenfarbe	
RA-G06		Greifreifen Edelstahl	
RA-G07		MaxGrepp – Naturkautschuk geschäumt	
RA-G08		Ergo Para CP – Gummilippe bis aufs Reifenprofil	
		Greifreifen Gekko	
		Greifreifen Gekko S	
RA-G10		Greifreifen Curve von Carbolife	
RA-G11		Greifreifen Curve L	
RA-G12		Parabeschichtung für Curve-Greifreifen	
RA-G14		Tetra Equipment – Tetragrip	
RA-G15		Greifreifen für StrapOnWheelz Alu eloxiert	
RA-G16		Greifreifen Titan	
RA-G28		Greifreifen Lignorim aus Holz	

BEREIFUNG

RA-B01		Schwalbe RightRun	
RA-B06		PRIMO / Sentinel pannensicher	
RA-B03		Schwalbe Airborne	
RA-B05		Schwalbe Big Apple (nur mit Mountainwheel)	
RA-B02		Schwalbe Marathon Plus Evolution	

KLEIDERSCHUTZ

RA-K01		Ohne Schlitz für Bremshebel – breit	
RA-K02		Mit Schlitz für Bremshebel – breit	
RA-K03		Ohne Schlitz für Bremshebel – schlank	
RA-K04		Mit Schlitz für Bremshebel – schlank	

SPEICHENSCHUTZ

RA-Z01		Transparent	
RA-Z03		Bedruckt – Motive & Katalog: speichen-schutz.de	

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

LENKRÄDER

RA-L01		Kunststofffelge mit PU-Decke, schwarz – schmal		
RA-L02		Kunststofffelge mit PU-Decke, schwarz – breit		
RA-L03		Alufelge mit PU-Decke – schmal		
RA-L04		Alufelge mit PU-Decke – breit		
RA-L05		Alufelge mit Luftbereifung		
RA-L06		LED-Sicherheitsrad		
RA-L07		Skaterollen		
RA-L08		Lenkräder ø 200 mm x 100 mm		
RA-L09		SmartWheel – abnehmbare Lenk- & Schiebehilfe		

GABELN

RA-G01		Standardgabel		
RA-G04		SmartWheelgabel		
RA-G05		Sportgabel		

ANTIKIPP

AN-001		Antikipp hochschwenkbar, abnehmbar		
AN-002		Antikipp extraleicht, abnehmbar rechts		
AN-003		Antikipp extraleicht, abnehmbar links		
AN-004		Doppelantikipp, mehrere Rastpositionen – aus Alu		
		Doppelantikipp, mehrere Rastpositionen – aus Carbon		
AN-005		Rastposition für erleichterten Radwechsel		
AN-007		Sportantikipp, mitlaufend		
AN-008		Sportdoppelantikipp, mitlaufend		
AN-009		Doppelantikipp dynamisch für Midwheeler		
		Antikipp, zur Mitte schwenkbar, rechts		
		Antikipp, zur Mitte schwenkbar, links		

BREMSEN

BR-001		Bremse vorn am Seitenteil – Standard		
BR-002		Bremse im Kleiderschutz		
BR-003		Bremse „Push to lock“ molab		
BR-004		Einhandbremse – linksbedient		
BR-005		Einhandbremse – rechtsbedient		
BR-006		Bremshebelverlängerung – links		
BR-007		Bremshebelverlängerung – rechts		
BR-009		Bremsverriegelung hinten für Begleitperson		
BR-010		Bremse hinten am Seitenteil für Begleitperson		
BR-011		Scheibenbremse ab Schiebegriff für Begleitperson		
BR-012		Federrückstellung der Bremshebel		

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

SCHIEBEGRIFFE

SG-001		Schiebegriffe höhenverstellbar		
SG-003		Extrastabil		
SG-004		Handgriffe klappbar		
SG-005		Schiebebügel einstellbar über Kunststoffgelenke		
SG-006		Schiebegriffaufnahme komplett abnehmbar		

FUNKTIONEN

FU-003		Spurstabilisierung		
FU-004		Einhandlenkung		

KRAFTKNOTEN / SICHERHEIT IM FAHRZEUG

Der LOGIC ist crashgetestet bis 50 kg

FU-K02		Gurt für Kraftknoten fest am Stuhl		
FU-K03		Gurt für Kraftknoten lose		
FU-K04		Gurt für Kraftknoten in Sonderanfertigung		
FU-K05		Anschlaufösen		
FU-K06		Befestigungspunkte für Kraftknotennachrüstung		

ZUBEHÖR

ZU-002		Bumper fest		
ZU-003		Halter für Therapietisch		
ZU-004		Therapietisch		
ZU-005		Seitliche Begrenzung für Therapietisch (ca. 3 cm hoch)		
ZU-006		Talkerhalter		
ZU-007		Möbelschutzrollen		
ZU-009		Trinkflasche mit Halter		
ZU-010		Anhängerkupplung zum Fahrrad		
ZU-012		Achse mit E-Fix oder E-Motion kpl. abnehmbar		
ZU-013		Radstandverlängerung abnehmbar		
		Radstandverlängerung gefedert, abnehmbar		

BELEUCHTUNG

ZU-B01		Scheinwerfer vorn LED		
ZU-B02		Positionsleuchte vorn LED		
ZU-B03		Positionsleuchte hinten LED		

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

STAUHAUM / TRANSPORTHILFEN

Unterbringung wichtiger Gegenstände

ZU-S01		Träger für medizinische Geräte 1	
ZU-S02		Träger für medizinische Geräte 2	
ZU-S03		Träger für medizinische Geräte 3	
ZU-S04		Träger für medizinische Geräte 4	
ZU-S05		Akkuträger	
ZU-S06		Kofferraum unter dem Sitz	
ZU-S07		Tasche unter dem Achsrohr	
ZU-S08		Tornisterhalter klappbar unter der Fußauflage	
ZU-S09		Haken an der Rückenschale für Tasche etc.	
ZU-S10		Untersitztasche für Handy / Geld / Werkzeug etc.	
ZU-S11		Anhänger	

POLSTERSTOFFE

DE-PS1		AKA - atmungsaktiv	
DE-PS2		Inkontinenzbezug - Goretex, atmungsaktiv	

POLSTERFARBEN

DE-PF1		schwarz	
DE-PF2		rot	
DE-PF3		grün	
DE-PF4		grau	

RAHMENFARBE


DE-RF1		Standardfarbe (schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau, pink)	
DE-RF2		Sonderfarben:	
DE-RF3		RAL-Nummer	
DE-RF3		RAL-Farbe	

LASERTATTOO

DE-L01		Motiv und Position rechts eintragen	

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



SB Sitzbreite _____ cm

Angabe in cm – gemessen zwischen den Seitenteilen. Wächst beliebig weit mit.

GA Greifreifenabstand

Abstand Felge – Greifreifen.

☐ eng ☐ weit ☐ an der Felge anliegend ☒ keine Auswahl

RS Radsturz

Anstellwinkel der Antriebsräder zum Erdboden in Grad.

☐ 3° ☐ 6° ☐ 10° ☐ 13° ☐ 18° ☒ keine Auswahl

KG Kopfstützengröße _____ cm

Kopfstützengröße inklusive Polster, z. B. „24 x 18“ (Breite x Höhe). Form der Kopfstütze kann werkzeuglos beim Kunden angeformt werden.

ALh Armlehnenhöhe _____ cm

Gemessen vom hinteren Bereich des Kissens bis Oberkante Armlehnenblech.

PHr Pelottenhöhe rechts _____ cm


Abstand der Oberkante der gepolsterten Pelotte zur Oberkante des Kissens hinten.

PHI Pelottenhöhe links _____ cm

Abstand der Oberkante der gepolsterten Pelotte zur Oberkante des Kissens hinten.

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



KH Kopfstützenhöhe maximal _____ cm

Maximaler Abstand Kopfstützenoberkante bis Sitzbrett.

RH Rückenhöhe _____ cm

Es können drei beliebige Maße angegeben werden: in Fahrtrichtung links, Mitte und rechts – z. B. „43 / 46 / 43“.

SHh Sitzhöhe hinten _____ cm

Vom Boden zur Sitzbretthinterkante gemessen.

SHv Sitzhöhe vorne _____ cm

Vom Boden zur Sitzbrettvorderkante gemessen.

RW Rückenwinkel _____ Grad

Minus (-) = nach vorn geneigt, 0 = senkrecht, Plus (+) = nach hinten geneigt. Gemeint ist die Abweichung von der Senkrechten.

PGl Pelottengröße links _____ cm

Pelotten sind verstellbar in Höhe, Abstand & Winkel montiert. Maßangaben verstehen sich inkl. Bezügen vor Rückenpolster. Die Position kann später beim Kunden um einige cm korrigiert werden.

PGr Pelottengröße rechts _____ cm

Pelotten sind verstellbar in Höhe, Abstand & Winkel montiert. Maßangaben verstehen sich inkl. Bezügen vor Rückenpolster. Die Position kann später beim Kunden um einige cm korrigiert werden.

KDv Kissendicke vorne _____ cm

Vorn unter den Oberschenkeln in cm.

KDh Kissendicke hinten _____ cm

Hinten unter den Sitzbeinen in cm.

UL Unterschenkellänge _____ cm


Bitte das Körpermaß angeben! Oberschenkelunterseite bis zur Schuhsohle in cm.

SP Schwerpunkt _____ cm

Abstand der Achsmitte der Antriebsräder bis zur unteren Verschraubung der Rückenschale an den Seitenteilen. Merke: Pro 2° Rückenwinkelöffnung bitte 1 cm weniger Schwerpunkt wählen.

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



PA Pelottenabstand _____ cm

Abstand der gepolsterten Pelotten zueinander in cm.

ST Sitztiefe _____ cm

Angabe in cm – gemessen in der Sitzbrettmittle.

FBt Fußbretttiefe _____ cm

Maximale Länge der Fußauflage. Wir holen das Optimum für euch raus (Konflikt Fußbrett / Lenkrolle).

FBb Fußbrettbreite _____ cm

Maximale Breite der Fußauflage.

AD Antriebsrad Ø _____ Zoll

Gemessen in Zoll – bitte vorsichtig mit 25" (ETRT0 559) und 26" (ETRT0 590).

LD Lenkrad Ø _____ Zoll

Gemessen in Zoll (mm für Skater Wheels).

ALG Armlehnegröße _____ Nur eine Auswahl möglich

☒ keine Auswahl

☐ Größe S – 8 cm Breite x 15 cm Länge

☐ Größe M – 8 cm Breite x 20 cm Länge

☐ Größe L – 8 cm Breite x 25 cm Länge

☐ Sondergröße (Breite x Länge) _____ cm

PRODUKTIONSBLATT 1/3

AUSGABESEITEN AKTUALISIEREN

NUR AUSGABESEITEN DRUCKEN

Wird automatisch aus Seite 1-12 erzeugt – nicht hier eintragen. Bei Änderungen neu erstellen. Stand:

AUFTRAG

Kommission

Vorgangs-Nr.

Kostenträger

Shop / Adresse

Berater*in

Gemessen am

Kraftknoten

Bestellt am

Gewicht (kg)

Maße bestätigt

Größe (cm)

MASSE

SB	cm	PGr	cm
GA	cm	KDv	cm
RS	Grad	KDh	cm
KG	cm	UL	cm
ALh	cm	SP	cm
PHr	cm	PA	cm
PHI	cm	ST	cm
KH	cm	FBt	cm
RH	cm	FBb	cm
SHh	cm	AD	Zoll
SHv	cm	LD	Zoll
RW	Grad	ALG	
PGI	cm		

HINWEISE · AUSSTATTUNG / OPTIONEN

[!]= Bemerkung eingetragen, aber nicht angekreuzt

ART.-NR.	ARTIKEL / BEMERKUNG

