

Wir akzeptieren ausschließlich vollständig und digital ausgefüllte Maßblätter zur Verarbeitung.

Bitte alle Pflichtfelder (*) ausfüllen – fehlende Angaben führen zu Rückfragen und verzögern den Auftrag.

AUFTRAGSDATEN

* Pflichtfeld – ohne diese Angaben kann das Maßblatt nicht bearbeitet werden

Shop / Adresse * Pflichtfeld

Berater*in * Pflichtfeld

Mail Berater*in * Pflichtfeld

Fon * Pflichtfeld

Kommission * Pflichtfeld

Hier bitte den Klarnamen angeben

Vorgangsnummer

optional – Ihre interne Vorgangs-Nr.

Kontakt Kommission * Pflichtfeld

Kostenträger * Pflichtfeld

Angebot vom

Gemessen am

Bestellt am

Maße überprüft / bestätigt am

VERSORGUNG

Körperdaten

Körpergewicht

kg

Körpergröße

cm

Diagnose?

Einschränkungen / Defizite?

GEFEDERT · ALLTAG · SKATEPARK · SPORT

ZeroG

Gefederter individueller Spezialrollstuhl

Für Nutzer von ca. 10 kg bis gut 90 kg Körpergewicht – mit einem, zwei oder ohne Dämpfer.



EINSATZBEREICH

Ursprünglich entwickelt für Patienten, die unter erschütterungsinduzierten Schmerzen leiden, findet das innovative Dämpfungssystem immer mehr Fans in der WCMX-Szene. Der ZeroG ist somit unser gefedertes Modell der Wahl für Schmerzpatient:innen, Alltag, Skatepark und sportlich ambitionierte Nutzer von ca. 10 kg bis gut 90 kg Körpergewicht. Erhältlich als Alltagsrolli, reinrassiger Sportstuhl oder Sport-Alltagshybride. Modular aufgebaut, in allen wichtigen Belangen sehr gut einstellbar und mitwachsend. Mit einem Dämpfer für Fliegengewichte oder zwei Dämpfern ab ca. 40 kg Nutzergewicht und sehr sportliche Nutzung. Den ZeroG gibt es auf Wunsch auch ohne Dämpfer, vorbereitet zur späteren Nachrüstung.

WIE SOLL DIE VERSORGUNG AUSSEHEN?

Eure Kurzbeschreibung hilft uns bei der Wahl des richtigen Modells / der richtigen Komponenten für die optimale Versorgung.

ART.-NR. WAHL ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG BEMERKUNG Mehrfachnennung möglich

RAHMENMERKMALE

Maßangaben bitte auf den letzten Seiten eintragen

RA-016		Schweißrahmen aus Rohren ø 25 mm (nur Kids)	
RA-017		Schweißrahmen aus Rohren ø 30 / 32 mm	
		Rahmen HD extrastabil	

SITZ

SA-S22		Sitzwanne Alu (Sitzbrett mit aufgekanteten Seitenteilen)	
SA-S23		1 Dämpfer mit Umlenkmechanik, progressiv, bis 30 kg	
SA-S24		2 Dämpfer ohne Umlenkmechanik, linear, bis 90 kg	
SA-S06		Mehraufwand Material ab SB 35 / ST 38	
SA-S08		Sitzkissen ohne Kontur	
SA-S09		Sitzkissen anatomisch angepasst	
SA-S11		Bezug für Sitzkissen (Stoffauswahl siehe Design)	
SA-S12		Mehraufwand Material ab SB 35 / ST 38	

BECKENPOSITIONIERUNG

SA-B03		PELVI.LOC	
SA-B01		Zweipunktgurt	
SA-B02		Vierpunktgurt	

RÜCKEN

SA-R01		Rückenschale Alu – gewichtsoptimiert	
SA-R04		Mehraufwand Material ab SB 35 / RH 40	
SA-RGB		Oberkante nach hinten gebördelt	
SA-R07		Rückenpolster	
SA-R09		Bezug für Rückenpolster (Stoff siehe Design)	
SA-R10		Mehraufwand Material ab SB 35 / RH 40	

FUSS- UND BEINAUFLAGEN

SA-F01		Fußauflage höhen- und winkelverstellbar aus Alu	
SA-F21		Fußschale höhen- und winkelverstellbar aus Alu	

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
STECKACHSEN Maße resultieren aus der zu erwartenden Belastung – wir tragen das für euch ein				
RA-S01		Steckachsendurchmesser 12 mm		
RA-S02		Steckachsendurchmesser 12,7 mm		
RA-S03		Steckachsendurchmesser 15,8 mm		
STURZ DER ANTRIEBSRÄDER / ACHSAUFNAHMEN				
ANTRIEBSRÄDER				
RA-A03		Infinity – extraleicht		
RA-A09		Spinergy SLX ultrastabil für WCMX		
RA-A15		Siouxx Vyper		
		Tauwerk		
GREIFREIFEN				
RA-G02		Greifreifenabstand eng		
RA-G03		Greifreifenabstand weit		
RA-G04		Greifreifen Alu – schwarz		
RA-G05		Greifreifen Alu – pulverbeschichtet in Rahmenfarbe		
RA-G06		Greifreifen Edelstahl		
RA-G07		Greifreifen MaxGrepp		
RA-G28		Greifreifen Lignorim aus Holz		
		Greifreifen Gekko		
		Greifreifen Gekko S		
BEREIFUNG				
RA-B01		Schwalbe RightRun		
RA-B06		Sentinel – pannensicher		
KLEIDERSCHUTZ				
RA-K05		Kleiderschutz steckbar		
SPEICHENSCHUTZ				
RA-Z01		Transparent		
RA-Z03		Bedruckt – Motive & Katalog: speichen-schutz.de		

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
LENKRÄDER				
		Skaterollen breit, 55 bis 60 mm		
		Maße der gewünschten Rollen eintragen		
		Lenkrolle 4 Zoll		
		Lenkrolle 5 Zoll		
GABELN				
RA-G01		Standardgabel		
RA-G05		Sportgabel Alu		
RA-G06		Sportgabel HD breit in Sonderanfertigung		
ANTI KIPP				
AN-004		Doppelantikipp, mehrere Rastpositionen – aus Alu		
		Doppelantikipp, mehrere Rastpositionen – aus Carbon		
AN-002		Antikipp extraleicht, abnehmbar rechts		
AN-003		Antikipp extraleicht, abnehmbar links		
		Antikipp, zur Mitte schwenkbar, rechts		
		Antikipp, zur Mitte schwenkbar, links		
BREMSEN				
BR-008		Scherenbremse extrastabil		
SCHIEBEGRIFFE				
SG-001		Schiebegriffe höhenverstellbar		
SG-005		Schiebebügel einstellbar über Kunststoffgelenke		
ZUBEHÖR				
ZU-GBR		Grindbar		
		Radstandverlängerung gefedert, abnehmbar		
POLSTERSTOFFE				
DE-PS1		AKA – atmungsaktiv		
DE-PS2		Inkontinenzbezug – Goretex, atmungsaktiv		
POLSTERFARBEN				
DE-PF1		schwarz		

ART.-NR.	WAHL	ARTIKEL AUSWAHL / AUSFÜHRUNG	BEMERKUNG	Mehrfachnennung möglich
----------	------	------------------------------	-----------	-------------------------

KORROSIONSSCHUTZ


DE-RF0		Blank – nur für indoor-use, nicht empfohlen	
DE-RF1		Korrosionsschutz (schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau, pink)	
DE-RF2		Korrosionsschutz	
DE-RF3		RAL-Nummer	
DE-RF3		RAL-Farbe	

LASERTATTOO

DE-L01		Motiv und Position rechts eintragen	

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



SB Sitzbreite _____ cm

Angabe in cm – gemessen zwischen den inneren Seitenteilen.

GA Greifreifenabstand _____ cm

Abstand Felge – Greifreifen: Maß in cm oder „eng“, „weit“ bzw. „an der Felge anliegend“.

RS Radsturz _____ Grad


Anstellwinkel der Antriebsräder – Optionen: 0° · 3° · 6° · 10° · 13° · 18°

LRd Lenkrollendurchmesser _____ Zoll

Gemessen in Zoll (mm für Skater Wheels).

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



RH Rückenhöhe _____ cm

Gemessen in der Schalenmitte zum Sitzbrett. Die Höhendifferenz zu den Schalenaußenkanten beträgt immer 4–5 cm, wenn nicht anders bestellt. Optional: oben gerade, gewölbt, Pagodenform – dann z. B. „43 / 46 / 43“ (links / Mitte / rechts).

GBh Grindbarhöhe _____ cm

Abstand Boden zur Achsmittle der Grindbar.

KDv Kissendicke vorne _____ cm

Vorn unter den Oberschenkeln in cm.

KDh Kissendicke hinten _____ cm

Hinten unter den Sitzbeinen in cm.

UL Unterschenkellänge _____ cm

Bitte das Körpermaß angeben! Oberschenkelunterseite bis zur Schuhsohle in cm.

SP Schwerpunkt _____ cm

Abstand der Achsmittle der Antriebsräder bis zur unteren Verschraubung der Rückenschale an den Seitenteilen. Merke: Pro 2° Rückenwinkelöffnung bitte 1 cm weniger Schwerpunkt wählen.

SHh Sitzhöhe hinten _____ cm


Vom Boden zur Sitzbretthinterkante gemessen.

SHv Sitzhöhe vorne _____ cm

Vom Boden zur Sitzbrettvorderkante gemessen.

MASSE

Alle Maße bitte in cm (bzw. Grad / Zoll) eintragen – mehrere Werte möglich, z. B. „24 x 18“



ST Sitztiefe _____ cm

Gemessen in der Sitzbrettmittle, vor dem Rückenpolster (längstes Maß des Sitzbrettes).

AD Antriebsrad Ø _____ Zoll

Gemessen in Zoll – bitte vorsichtig mit 25" (ETRT0 559) und 26" (ETRT0 590).

FBt Fußbretttiefe _____ cm

Maximale Länge der Fußauflage.

FBb Fußbrettbreite _____ cm

Maximale Breite der Fußauflage.

